



[www.hydrojetsystem-france.com](http://www.hydrojetsystem-france.com)

INVENTEUR ET CRÉATEUR DE  
L'HYDRO-JET DANS LE MONDE



## wellsystem™ MEDICAL FLOTTÉ-MASSÉ.

→ LOMBALGIES → DORSALGIES → CERVICALGIES  
 → OSTÉOPOROSE → RHUMATISMES  
 → POLYARTHROSE → DRAINAGE  
 → RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE  
 → FIBROMYALGIE → CIRCULATION SANGUINE  
 → JAMBES LOURDES

→ ÉTAT DÉPRESSIF → STRESS  
 → TRANSIT INTESTINAL  
 → TROUBLES DIGESTIFS  
 → TROUBLES DU SOMMEIL  
 → SYSTÈME NEUROVÉGÉTATIF → ARTHROSE  
 → CELLULITE → FEMMES ENCEINTES...



**Véritable alternative thérapeutique ou ludique**, grâce à son action régulatrice sur le ganglion spinal de la fibre viscérale du système nerveux autonome, le **wellsystem™** est un mode d'action efficace pour combattre les effets mécaniques du stress, le mal de dos, et rééquilibrer le système neurovégétatif.


100 % de PUR BONHEUR... BEAUTÉ → SANTÉ → FORME → PRÉVENTION → BIEN-ÊTRE...

**EXCLUSIVITÉ (BREVET) wellsystem™** : le véritable, unique et réel mouvement elliptique, grâce à son déplacement en demi arc de cercle de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, de bas en haut et de haut en bas, permet ainsi la véritable compression décompression de la colonne vertébrale en mode cubitus pro cubitus dorsal...tant appréciée des thérapeutes d'avant-garde. Avec maintenant en plus, le mode pulsé rotatif et variable (unique au **wellsystem™\_MEDICAL**).

**Autre exclusivité du wellsystem™ disponible en 2 ou 4 jets.**

Zone, pression et localisation modifiables à volonté et enregistrables.

→ **MOUVEMENT DES JETS D'EAU DU wellsystem™**



→ **MOUVEMENT DE LA TÊTE AUX PIEDS**

→ **TECHNIQUE MAINS LIBRES / FRAIS DE PERSONNEL RÉDUITS**

→ **EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE GARANTIE ET PROUVÉE**

→ **CONFORTABLE** (toile en epalum, 100% anti-allergique)

→ **SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET RAPIDITÉ DU RÉSULTAT**

→ **SANS DÉSHABILLAGE**

→ **SANS CONTRAINTE D'HYGIÈNE**

→ **SANS CONSOMMATION D'EAU** (pas d'obligation de raccordement à l'eau)

→ **MISE EN PLACE DU PATIENT FACILITÉE**

→ **PAS D'ENTRETIEN PARTICULIER**

→ **PROGRAMMES PRÉENREGISTRÉS ET PERSONNALISABLES**

**SUR CARTE À PUCE POUR CHAQUE PATIENT**

→ **FIABILITÉ EXEMPLAIRE ET RECONNUE - 15 ANS D'EXPÉRIENCE**

**PLUS DE 7000 wellsystem™ VENDUS DANS LE MONDE**

## LA RENTABILITÉ SUR 2,3 M<sup>2</sup>

**2 utilisations par jour suffisent à rentabiliser votre wellsystem™ sur un crédit-bail de 48 mois\*.**

**Les performances technologiques et la fiabilité wellsystem™ ne sont plus à démontrer. L'outil thérapeutique moderne HAUT de GAMME pour professionnels d'avant-garde soucieux d'apporter à leurs patients une véritable efficacité thérapeutique, une rapidité du résultat avec une assistance rentable sans faille.**



Création Elixir. Besançon. 03 81 81 28 75.

## DONNÉES TECHNIQUES wellsystem™\_MEDICAL

### Équipement d'utilisation

	● De série	○ En option	
Télécommande avec clavier à touches douces.	●		Mesures de l'appareil en mm (L x l x H) 2150 x 1100 x 570
Indication sur écran digital	●		Surface d'allongement en mm (l x w) 1950 x 800
Utilisation manuelle ou automatique par cartes à puce	●		Poids de l'appareil vide en kg 149
Pilotage par ordinateur personnel	○		Volume d'eau (litres) 303
2 jets ●                      4 jets ○			Puissance absorbée en watts 2500

### Équipement de confort radio

Pack audio - prise pour casque,	○		Raccordement/fusibles 220 - 240V / ~1N / 16A (différents selon les pays)
Volume réglable, et choix de plusieurs canaux	●		Interface IR pour PC ●
Pack de cartes à puce	●		Test EMV ●
Housse de protection noire	○		Classification CE selon 93/42/EWG ●
Couleurs : bleu métal gris métal - rouge métal - blanc nacré - vert métal - terracota	●		Classification de l'appareil concernant la législation des appareils médicaux de catégorie II a MPG ●
<b>Technique, valeur et mesures</b>			Système de refroidissement intégré ●

Durée d'utilisation maximale en min	1 à 45	* Sous réserve de modifications techniques, de design et de conditions de livraison.
Force de pression en bar	0,5 - 4,0	
Température en °C	25 - 40	L'appareil a été développé dans le plus grand respect des principales règles de l'UE et a été validé par la loi des produits médicaux en classe II a.

## Hydro-Jet System France

Zone artisanale de Launay - Bâtiment AD Net → 14130 PONT L'EVEQUE

→ Fax. 02 31 81 91 68 → email : info@hydrojetsystem-france.com

▶ **N°Azur 0 810 400 423**

(coût d'un appel local)

**www.hydrojetsystem-france.com**

**Hydro-Jet**   
**System France**  
*Accélérateur de bien-être...*