

# wellsystem™

## Le FLOTTÉ-MASSÉ© par wellsystem™, une Véritable Alternative Thérapeutique

La personne, dévêtue ou non, est allongée sur un matelas d'eau\* à une température déterminée entre 25 et 40°. Elle "flotte" littéralement tandis que 2 ou 4 jets d'eau sous pression\*\* la massent à travers la toile sur laquelle elle repose, complètement détendue... Ces jets décrivent des tracés elliptiques ergonomiques transversaux tout en se déplaçant sur des rails longitudinaux à l'intérieur du système. La programmation, à la demande, permet un balayage complet du corps ou une segmentation de zones plus précises. \* 303 litres d'eau chauffée entre 25 et 40° \*\* pression variable de 0,5 bars à 3,7 ou 4,4 bars.



### Quand santé rime avec mieux-être !

Chaleur modulable, pression réglable, mobilisation sectorielle : le massage HYDRO-JET assure un palper-pulser jusqu'aux couches tissulaires les plus profondes ~ Comme des mains invisibles et chaudes, sous l'effet ondulatoire de la membrane, souple et douce en contre-pression, les jets imitent le mouvement et le son de la vague ~ Par des contrôles podoscopiques avant et après chaque séance, on remarque que l'appui plantaire se stabilise dans son mieux-être au fil des séances.

### L'hydro-jet wellsystem™, un système vraiment unique et différent



**Allongé**, le corps n'épouse pas la table et reste en tension



**Immergé**, le corps doit prendre appui pour ne pas couler, et la tête reste en tension hors de l'eau



**Dans les cas difficiles**, (femmes enceintes, par exemple) le massage du dos sur table n'est souvent ni agréable ni vraiment efficace



**Masser-flotter sur HYDRO-JET wellsystem™**

- le corps est en parfaite détente
- la pression de l'eau est la même partout et se répercute sur tout le corps uniformément
- en conséquence, les jets peuvent assurer un massage dans les meilleures conditions

**HYDRO-JET wellsystem™, peut être utilisé sur prescription médicale** – rhumatologie, rééducation, médecine du sport – en technique adjuvante des autres techniques de soin ou de prévention et en récupération.

**HYDRO-JET wellsystem™, est efficace aussi en relaxation** – stress, hyper fatigues, insomnies ... – éventuellement avec d'autres techniques associées ( Massage à 4 mains – associé avec un massage manuel - électrothérapie, fangothérapie...) en association avec une séance de thérapie manuelle, par exemple, pour libérer les contraintes musculo-squelettiques.

### DÉTENTE TOTALE

C'est un VRAI massage Thérapeutique, puisqu'il y a mobilisation d'un tissu par rapport à un autre tissu par une force extérieure.

### Le corps est placé naturellement

Contrairement à un massage sur table, où tous les points du corps ne sont pas en contact avec la table, créant ainsi des tensions, le massage HYDRO-JET wellsystem™ permet un contact optimal du corps et une détente totale.

### Quand la main ne suffit plus !

Plus performant que le classique massage sur table

- Parce qu'il évite les difficultés à masser correctement dans certaines pathologies où l'accès au dos est difficile et oblige à des changements continuels de position (femmes enceintes, pathologies respiratoires, pathologies associées épaule-dos...)
- Parce que c'est une table dynamique, qui permet une mobilisation plus facile et donc un véritable acte thérapeutique in situ.
- Parce qu'il augmente l'efficacité des actes de kinésithérapie en préparation ou après les soins.

### A la limite de l'apesanteur...

Mieux qu'un massage dans l'eau, qui oblige à tenir la tête hors de l'eau en tension, le massage HYDRO-JET wellsystem™ n'impose aucune contrainte de vigilance.



**HYDRO-JET wellsystem™ est un procédé exclusif d'hydro-pressothérapie, à sec entièrement automatisé.**

**C'est un nouveau concept qui cumule :**  
les bienfaits de la chaleur,  
l'efficacité de la mobilisation par compression/décompression des muscles et du squelette,  
les sensations très relaxantes du massage sous l'eau.

### L'hydrothérapie à sec sans contraintes

Exactement comme un massage sous l'eau, mais...

- sans se déshabiller ni se rhabiller
- sans se mouiller ni se sécher

Possibilité de dosage individuel fiable - Séances de 15 à 20 min effectives

- confort
- rapidité

### L'hydrothérapie à sec sans risques

- La baignoire est remplie une fois pour toutes, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'eau.
- Les bienfaits de l'eau sans le contact avec l'eau

- 303 litres d'eau sous vide
- innocuité garantie

Les séances d'HYDRO-JET wellsystem™ sont placées sous le contrôle d'un professionnel, qui règle la chaleur de l'eau, la pression et le choix de telle ou telle mobilisation sectorielle en fonction de chaque cas. La durée des séances peut varier de 10 à 30 minutes en fonction des indications.

L'HYDRO-JET wellsystem™ permet de multiples combinaisons, notamment en durée et en diversité de soins associés.

**Entièrement programmable** : des cartes à puce pré-programmées ou personnalisables pour chaque type de client.

On peut indiquer un prix moyen entre 10 et 15 euros pour une séance de 15 à 20 minutes.

• DOULEURS VERTÉBRALES • MAL DE DOS • CONTRACTURES ET TENSIONS MUSCULAIRES  
• JAMBES LOURDES • RHUMATISMES • STIMULATION DU TRANSIT • SURMENAGE ET STRESS.....

# wellsystem™

FLOTTÉ-MASSÉ.



• Terracota (standard)



• Jaune Ferrari



• Bleu (standard)



• Vert New Beetle



• Blanc Nacré Alfa Roméo



• Gris Adamentin Mercedes



• Rouge Megane

Hydro-Jet System France

Zone artisanale de Launay-Bâtiment AD Net -14130 PONT L'EVEQUE

**N°Azur 0 810 400 423**

(coût d'un appel local)

Fax. 02 31 81 91 68

email : hydrojet-system.france@wanadoo.fr

**Hydro-Jet**   
System France  
Créateur de massages...

[www.wellsystem.com](http://www.wellsystem.com)